

DP-50Expert

Sistema de Diagnóstico por Ultrasonidos



P.I. La Barrena. Canal Imperial de Aragón S/N.
31500 TUDELA. NAVARRA. (SPAIN)
Tel.: 948 82 46 55 • 948 82 17 13
web: www.scilvet.es



mindray

Siguiendo con nuestro compromiso de proporcionar una atención sanitaria de alta calidad y efectiva, Mindray continúa desarrollando nuevos avances en tecnologías médicas para mejorar la calidad del cuidado del paciente.

Equipado con PW Doppler y funcionalidades 3D/4D, el equipo DP-50Expert ofrece mucho más de sus expectativas.

Un nuevo e inteligente diseño de pantalla completa, movilidad optimizada y con más funciones prácticas, hacen del DP-50Expert un equipo fiable y asequible que mejorará la práctica diaria para múltiples necesidades clínicas.



Capacidades Excepcionales

Las herramientas más avanzadas combinadas con imágenes de alta calidad y fácil manejo pueden satisfacer sus necesidades profesionales gracias al nuevo equipo portátil DP-50Expert.

- **PW Doppler y Auto Trace:** Muestra un mayor detalle de los flujos sanguíneos para un diagnóstico más completo
- **Solución GI:** Vista iScape (Imagen panorámica) y Auto IMT (Cálculo automático del grosor de la Íntima Media)
- **Solución OB:** Imagen 3D/4D con vista hiper-realista gracias a iLive, Smart Face y Smart OB

Diseño ágil

- Nuevo perfil estilizado, simplificado y compacto
- Monitor de 15" con diseño de pantalla completa
- 60° de angulación ajustable del monitor
- 2 conectores para transductores
- 500GB de Disco Duro Interno para datos de paciente
- 1.5h de escaneo con baterías recargables

Flujo de trabajo eficiente

- **iTouch:** Optimización automática de la imagen en un solo clic
- **iZoom:** Vista en pantalla completa en un solo clic
- **iStorage:** Transferencia directa de imágenes y reportes a un PC
- Teclas personalizables por el usuario para funciones concretas



Quiste Hepático



Hemangioma Hepático



CCA y Vena Yugular



Plexo Braquial



Perfil Fetal



3D del Rostro Fetal