

Ofertas septiembre



c/ La Granja, 15 edificio B
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 490 23 09
Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com
www.scilvet.com

Contacta
con nosotros
y prueba
nuestros equipos
sin compromiso
info-es@scilvet-es
91 490 23 09

¿Te imaginas tener tu propio laboratorio de bioquímica por sólo 1€ al día todo incluido?

Completa
tu laboratorio
con hematología
por 2€ más



info-es@scilvet-es | 91 490 23 09 | Visítanos en scilvet.es

Nuevos parámetros

Fujifilm Dri-Chem Immuno AU10v

NUEVO PARÁMETRO

Progesterona canina

Presentación caja	10 tests
Precio por test	16,50€
Precio caja	165,00€

Parámetros disponibles para Fujifilm Inmuno AU10V

- Ácidos Biliares
- T4
- TSH
- Cortisol



10% de descuento hasta 30/9/2018

Samsung LABGEO PT10V

NUEVOS PARÁMETROS

Diabetes

Parámetros	GLU, FRU, TP, CHOL
Presentación caja	10 tests
Precio por test	11,67€
Precio caja	116,70€

Kidney Monitoring

Parámetros	BUN, CREA, TP
Presentación caja	10 tests
Precio por test	6,99€
Precio caja	69,90€



10% de descuento hasta 30/9/2018

Liver Monitoring

Parámetros	ALT, GGT, TBIL
Presentación caja	10 tests
Precio por test	6,99€
Precio caja	69,90€

Eurolyser solo

NUEVOS PARÁMETROS

cCRP, Lactato, Progesterona y Ácidos Biliares

cCRP

Presentación caja	6 tests
Precio por test	12,77€
Precio caja	76,67€

Progesterona

Presentación caja	6 tests
Precio por test	18,75€
Precio caja	112,50€

Lactato

Presentación caja	6 tests
Precio por test	4,90€
Precio caja	26,42€

Ácidos Biliares

Presentación caja	6 tests
Precio por test	11,88€
Precio caja	71,33€

10% de descuento hasta 30/9/2018



Bombas de infusión

scil Infuset P7 Smart

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Software en español.
- 7 modos de infusión programables. Incluye TIVA y modo Micro.
- Tasa de infusión: 0,01 - 1800 ml/h (precisión $\pm 1\%$)
- Compatible con cualquier sistema de jeringa del mercado desde 2 a 60 ml (calibración automática).
- Purgado automático.
- Sistema anti-bolus.
- Autonomía de la batería de 12 horas, con carga rápida.
- IP24 impermeable.



Precio habitual
1.200€

Oferta lanzamiento
850€ + IVA

scil Infuset M7 Smart

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Software en español.
- 7 modos de infusión programables y modo Micro.
- Sistema de Bolos manual o programable: 0,01 - 1200 ml/h.
- Tasa de infusión: 0,01 - 1200 ml/h (precisión $\pm 5\%$).
- Incrementos 0,01 ml/h.
- Compatible con cualquier sistema de infusión del mercado.
- Purgado automático y/o manual.
- Sistema anti-bolus
- Autonomía de la batería de 9 horas, con carga rápida.
- IP24 impermeable.



Precio habitual 1.200€

Oferta lanzamiento
850€ + IVA

Anestesia

Matrx VME2[®] y VMS[®]

- Anestesia inhalatoria con soporte de pie en un diseño compacto y elegante.
- Incluye manómetro indicador de presión y válvulas inspiratoria y espiratoria.
- Cánister con sistema de purga de humedad (VMS).
- Vaporizador de Isoflorano Tec 3.

Matrx VME2[®]

Precio 3.400€

10 cuotas
280€/mes

Precio oferta 2.800€



Matrx VMS[®]

Precio 3.700€

10 cuotas
295€/mes

Precio oferta 2.950€



Añade el concentrador
DevilBiss Compact por

10 cuotas
75€/mes

Precio oferta 750€

Ecografía



Ecógrafo EDAN DUS60 Vet

Equipo compacto blanco/ negro con una alta calidad de imagen dentro de su gama y doppler pulsado de alta resolución. Posee una amplia variedad de aplicaciones necesarias para completar una gran variedad de los exámenes clínicos veterinarios.

Posee tecnologías innovadoras como:

- Armónico compuesto con inversión de Fase.
- Tecnología de reducción de manchas.
- Tecnología multi-haz.

Precio 3.900€

10 cuotas

295€/mes

Precio oferta 2.950€



GRATIS

 con la compra del Ecógrafo Edan DUS60 VET

Método Altman

Aprenda a ecografiar como se hará en el futuro

- 📍 Ecografía por áreas, no por órganos
- 👉 Fíjese en su mano, olvide la pantalla
- 📺 6 cursos online llenos de vídeos
- 🎧 1 caso de Ecografía en la plataforma VoC

49€ cada curso

180€ comprando los 6 cursos

+ 40% descuento
+ 1 caso VoC GRATIS para solventar la primera duda

¡CONÓCELO!



goo.gl/LCvLXW



c/ La Granja, 15 edificio B
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 490 23 09
Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com
www.scilvet.com

info-es@scilvet-es | 91 490 23 09 | Visítanos en scilvet.es