

scil Infuset M7 SMART



Pantalla Táctil 4,3"

Software en español

7 Modos de Infusión programables + Modo MICRO

Biblioteca de medicamentos específica de VETERINARIA preinstalada

Sistema de Bolos manual o programable: 0.01 – 1200 ml/h

Tasa de Infusión: 0.01 – 1200 ml/h (precisión $\pm 5\%$)

Incrementos 0.01 ml/h

Compatible con cualquier sistema de infusión del mercado

Purgado automático y/o Manual

Sistema Anti-Bolus

Autonomía batería 9h con carga rápida

Clasificación IP24 Impermeable

scil animal care company, s.l.

CIF: B85324481

c/ La Granja, 15 edificio B || 28108 Alcobendas (Madrid) || Tel: +34 91 490 23 09 || Fax: +34 91 490 53 83

www.scilvet.com

Especificaciones Técnicas

Parámetros Básicos	
<i>Pantalla</i>	<i>4.3 pulgadas, LCD Color táctil</i>
<i>Precisión del sistema</i>	<i>≥1ml/h, ±5%</i>
<i>Tasa de Infusión</i>	<i>0.01-1200 ml/h (incrementos de 0.01 ml/h)</i>
<i>VTBI</i>	<i>0-9999 ml (paso mínimo de 0.01 ml</i>
<i>KVO Tasa</i>	<i>0.01-5 ml/h</i>
<i>Incremento mínimo del caudal</i>	<i>0.01ml/h</i>
<i>Tasa de Bolos</i>	<i>0.1-1200 ml/h (automático o manual)</i>
<i>Intervalo de tiempo</i>	<i>1min-99hrs59min</i>
<i>Dimensiones</i>	<i>235 (L) X 99(D) X 120(H) mm</i>
<i>Peso</i>	<i>Aprox 1.6 Kg</i>
Alarma	
<i>Nivel de presión sonora de la señal de alarma</i>	<i>50-80dB</i>
Fuente de alimentación	
<i>CA fuente de energía</i>	<i>100-240V 50/60Hz</i>
<i>Fuente de energía DC</i>	<i>DC 15V</i>
<i>Especificaciones de batería</i>	<i>Modelo: DC 203 Especificaciones: 11.1V 2600mAh Tiempo de carga: 5h (bajo el estado apagado) Tiempo de trabajo operativo : ≥9h aprox 25 ml/h</i>

Modos de Trabajo

Función		M7Smart
<i>Modo de Infusión</i>	<i>Modo ml/h</i>	√
	<i>Modo de peso corporal</i>	√
	<i>Modo de Goteo</i>	√
	<i>Modo de carga de dosis</i>	√
	<i>Modo de Secuencia</i>	√
	<i>Modo de rampa subida/bajada</i>	√
	<i>Modo Relé (diferentes bombas en secuencia)</i>	√
<i>Biblioteca de Medicamentos</i>	<i>Indicación del nombre del medicamento</i>	√
	<i>Dosis superior e inferior del medicamento</i>	√
	<i>Nombre de los medicamentos</i>	2.000
<i>Cambio de modo de infusión sin pausar infusión</i>		√
<i>Almacenamiento de últimas terapias para acceso rápido</i>		√
<i>IrDA</i>		√
<i>IrDA Y comunicación con estación de trabajo</i>		√
<i>WIFI módulo</i>		<i>incluido</i>
<i>Nivel de alarma de oclusión</i>		<i>12 niveles</i>

Otros

<i>Clasificación</i>	<i>Clase I, CF</i>
<i>Impermeabilidad</i>	<i>IP24</i>